

# ANALYSE GC DE TRACES DE COV ET DE SOUFRÉS DANS LE CO<sub>2</sub> ALIMENTAIRE

#### Introduction

Pour des raisons sanitaires et réglementaires, le CO<sub>2</sub> alimentaire est rigoureusement contrôlé et doit répondre à des exigences de pureté très strictes.

SRA instruments a développé une méthodologie analytique permettant de déceler la présence de composés organiques et soufrés dans le CO<sub>2</sub> à l'état de traces, de l'ordre du ppb.

## Caractéristiques

En plus d'un système de chromatographie gazeuse, l'instrumentation comprend une unité de préconcentration et une détection spécifique pour les composés soufrés et pour les hydrocarbures.

Grâce au logiciel SRA Instruments PROCHEM, l'analyse est entièrement automatisée et permet de suivre en ligne la qualité du CO<sub>2</sub> dans le procédé.

### Instrumentation

- Système de préconcentration : CIA Advantage Markes
- Chromatographe: GC 8890 Agilent
- Détecteurs : FID (pour HC) ; PFPD O.I. Analytical (pour H<sub>2</sub>S)



### Résultats obtenus

- Mesure d'une large gamme de composés organiques volatils et de H<sub>2</sub>S
- Absence d'interférences analytiques causées par la matrice CO<sub>2</sub>
- Limite de quantification inférieure à 5 ppb pour les hydrocarbures et H<sub>2</sub>S
- Linéarité de 5 à 200 ppb pour les hydrocarbures
- Linéarité de 5 à 50 ppb pour le soufre
- Répétabilité à 20 ppb inférieure à 2 % pour les hydrocarbures et inférieure à 3 % pour H<sub>2</sub>S





# ANALYSE GC DE TRACES DE COV ET DE SOUFRÉS DANS LE CO<sub>2</sub> ALIMENTAIRE

## Performances analytiques

## 1) Répartition des hydrocarbures sur le chromatogramme




Fig. 1 – Temps de rétention des composés hydrocarbures

# 2) <u>Linéarité</u>





Fig. 2 – Linéarité des hydrocarbures (de 5 à 200 ppb dans le CO<sub>2</sub>)



# ANALYSE GC DE TRACES DE COV ET DE SOUFRÉS DANS LE CO<sub>2</sub> ALIMENTAIRE

# 2) Linéarité (suite)






Fig. 3 – Linéarité de  $H_2S$  (de 5 à 50 ppb dans le  $CO_2$ )

### 3) Répétabilité à 20 ppb

		Aire de pic (pA.s)							
Analyse	Concentration (ppb)	n-C5	Cyclo-C5	n-C6	MeCyclo- C5	Cyclo-C6	Benzène	MeCyclo- C6	Toluène
1	20,0	3,61	3,52	4,37	4,21	4,25	4,13	5,30	3,49
2	20,0	3,57	3,45	4,34	4,15	4,21	4,07	5,20	3,43
3	20,0	3,60	3,44	4,36	4,14	4,23	4,01	5,05	3,43
4	20,0	3,56	3,46	4,28	4,13	4,16	4,01	5,17	3,45
5	20,0	3,54	3,44	4,28	4,12	4,20	4,00	5,18	3,41
6	20,0	3,52	3,44	4,30	4,10	4,17	3,96	5,19	3,39
7	20,0	3,53	3,48	4,32	4,13	4,24	3,99	5,27	3,40
8	20,0	3,57	3,41	4,31	4,14	4,17	4,02	5,29	3,46
9	20,0	3,57	3,47	4,33	4,33	4,18	3,98	5,08	3,43
% RSD		0,84%	0,90%	0,74%	1,68%	0,79%	1,28%	1,68%	0,91%

Tab. 1 – Répétabilité des hydrocarbures à 20 ppb




Fig. 4 – Répétabilité des hydrocarbures à 20 ppb (chromatogrammes)





# ANALYSE GC DE TRACES DE COV ET DE SOUFRÉS DANS LE CO<sub>2</sub> ALIMENTAIRE

## 3) Répétabilité à 20 ppb (suite)

Analyses	<b>Aire H<sub>2</sub>S</b> (μV.s)			
Analyse 1	384,8			
Analyse 2	380			
Analyse 3	387,8			
Analyse 4	390,9			
Analyse 5	402,3			
Analyse 6	407,3			
% RSD	2,69%			

Tab. 2 – Répétabilité de H<sub>2</sub>S à 20 ppb




Fig. 5 – Répétabilité de H<sub>2</sub>S à 20 ppb (chromatogrammes)

# 4) Etalonnage

Afin de réaliser l'étalonnage, le diluteur Zephyr de AlyTech peut être utilisé. Ce système permet la préparation de gaz étalons à façon, à partir d'un gaz concentré et d'un gaz diluant.

Dans cette étude, des gaz étalons dont la concentration varie de 5 à 200 ppb ont été préparés à partir de standards et de  ${\rm CO_2}$ .



### 5) Automatisation

Le logiciel Prochem, développé par SRA Instruments, coordonne le pilotage des différents éléments de l'instrumentation afin d'automatiser le fonctionnement en routine et l'étalonnage. Prochem permet également l'envoi de résultats et d'alarmes vers un automate de supervision.