

AG OFCAS 35

Compresseur d'air

La haute qualité des matériaux utilisés combinés avec la technologie de pointe du compresseur, assurent une fiabilité, un professionnalisme, une économie et permet une alimentation directe et continue en air sec et sans huile avec une efficacité inimaginable.

AirGen OFCAS 35 est le compresseur idéal pour alimenter les générateurs d'Air Zéro **ZA FID** et **ZA Total** ou le générateur d'Azote Haute Pureté **NG EOLO**.

Principales Applications :

- Laboratoires Médicaux
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Industries Alimentaires
- Équipements Laser

Principaux Avantages :

- ✓ Technologie Silencieuse: 58 dB(A)
- ✓ Sans Huile
- ✓ Maintenance Réduite
- ✓ Fonctionnement en continu – faibles vibrations
- ✓ Compacte
- ✓ Fiable
- ✓ Purge automatique d'eau





Modèle: AG OFCAS		35
Données Générales		
Puissance nominale (Max)	0.75 kW	
Capacité du réservoir interne	4 L	
Dimensions	27(L) x 44(P) x 41(H) cm	
Poids Net	35 kg	
Niveau Sonore	58 db à 1,5 m de distance	
Sortie d'Air		
Contrôle du fonctionnement	Régulation électronique de la pression - Point de consigne avec hystérésis	
Débit d'air sans huile	35 l/min @ 7Bar	
Pression (min; Max)	6 bar (87 psi); 8,5 bar (123 psi)	
Point de rosée(option : sécheur)	< -20°C	
Données électriques		
Alimentation	100-115Vac 47..63 Hz ou 220-240Vac 47..63 Hz	
Type de connecteur	IEC320-C13	
Consommation	750W	
Fusible (5x20mm)	10A (250Vac)	
Connections		
Sortie d'air comprimé	1/8" BSPP Femelle	
Purge des condensats	1/8" BSPP Femelle	
Conditions de fonctionnement/stockage		
Température de Fonctionnement	5-40°C (41-104°F)	
Température de Stockage	1-50°C (34-122°F)	
Humidité (max, hors condensation)	80% à 25°C (77°F)	
Classe IP	IP20	
Degré de Pollution	2 (Hors composés aromatiques)	
Altitude	< 2000 m	

Codes pour les commandes**Compresseur**

6920.90.035

AG OFCAS 35

Accessoires (option)

6920.50.011

Sécheur pour compresseur AG OFCAS 35

Consommable

3709.04.171

Éléments de filtration pour AG OFCAS 35

3709.04.173

Kit d'entretien #2 pour AG OFCAS 35

3709.04.174

Kit d'entretien #3 pour AG OFCAS 35